


だ液の採取について

必ず、医療機関又は松江地域検査センターから指定された容器に採取してください。

採取前の注意事項

飲食や歯磨き、うがい直後のだ液採取はウイルスの検出に影響を与える可能性があるため、避けてください。
目安として飲食等の後、30分以上経ってからだ液採取を行いましょう。

1. 自然に分泌されるだ液を口の中に溜めます。	<p>滅菌 容器</p>  <p>容器の下部にある縦のラインに触れるくらいまで入れてください。</p>
2. 口に溜まっただ液を容器に直接、入れてください。 5～10分間かけると、1～2mL採取できます。 注意点 <ul style="list-style-type: none">容器の内側は手で触らないでください。容器の外側にだ液が付かないよう、ご注意ください。	
3. 右の写真を目安に、1.5mL以上入っていることを確認してください。	
4. 容器のキャップをしっかりと閉めてください。	
5. 指定の場所に提出してください。	

だ液が出にくい場合は、耳の下～顎の下をマッサージしながら、口の中にだ液を溜めてください。

